

CPA Lábio Polimérico

CPA Lábio Polimérico é uma junta de dilatação base poliuretano tricomponente, de alta viscosidade. De tecnologia nacional, o produto pode ser utilizado para diversas aplicações resolvendo trincos e rachaduras decorrentes da movimentação dos revestimentos no piso.

Especificações Técnicas

Base química	Poliuretano
Aspecto	Pastoso
Cor	Cinza
Tempo de trabalho	20 min, aproximadamente
Densidade	Acerca de 2,0 g/ cm ³
Dureza Shore A	Aproximadamente 95
Resistência à tração	>1,87 MPa
Resistência à Compressão Axial	03 dias – 33 MPa
Velocidade de cura	3mm/24h

Aplicação

O Lábio Polimérico tem excelentes propriedades físicas. Ótima propriedade de não escorrimento e cura ao misturar o catalisador, formando um polímero de alta resistência.

Sua aplicação é realizada inicialmente pela mistura de três componentes:

Componente A – Base PU 1,1 Kg
Componente B – Endurecedor PU 0,8 Kg
Componente C - Agregado

É necessário selar a superfície com primer, antes de sua aplicação.

Embalagens

O produto é embalado em potes e agregados em sacos.



Estocagem

O CPA Lábio Polimérico deve ser estocado entre 15 e 30° C.
Sua validade é de 06 meses a partir da data de sua fabricação.

Cuidados básicos

- 01- evitar o contato com a pele – utilize luvas;
- 02- em caso de contato com a pele lavar com água e sabonete neutro;
- 03- usar óculos de segurança;
- 04- em caso de contato com os olhos, lava-los com água limpa;
- 05- após lavagem dos olhos consultar médico especializado;
- 06- não reaproveitar embalagens;
- 07- não fumar na área de manipulação ou serviço;
- 08- não utilizar solvente para a limpeza de pele.

A CPA Brasil recomenda que as informações de segurança sejam conferidas na FISPQ do produto antes de sua aplicação.



CPA Brasil Indústria e Comércio de Resinas Vegetais Ltda.
Av. Roberto Gordon, 571
09990-090 - DIADEMA SP
(11) 4228-9300